

质控报告

检测项目	人补体因子 Bb（CBb）	检测日期	2026. 4. 30
灵敏度	0. 075 μg/ml	相关性	0. 99900
批间差	7. 5%	批内差	5. 2%
检测范围	0. 3 μg/ml – 14 μg/ml		

附录：标准曲线

二次曲线回归

方程: $y = a + b \cdot x + c \cdot x^2$

a = 0.05306
b = 0.09446
c = 0.00190
 $r^2 = 0.99900$

X	Y-反应值	Y-平均值	CV(%)	Y-计算值	Y-残差
0.7500	0.1090			0.1250	0.0160
1.5000	0.2050			0.1990	-0.0060
3.0000	0.3780			0.3535	-0.0245
6.0000	0.6710			0.6882	0.0172
12.0000	1.4630			1.4603	-0.0027

数据个数 5

残差平方和 0.00119

